



АППАРАТ СЕДИМЕНТАЦИИ Y15





АППАРАТ СЕДИМЕНТАЦИИ Y15

В соответствии с требованиями к анализу, аппарат седиментации работает в течение 5 минут, совершая 40 встряхивающих движений в минуту. Одновременно может выполняться анализ шести различных образцов. Управление осуществляется при помощи сенсорного экрана. Устройство подходит для выполнения стандартного и модифицированного тестов на седиментацию. Возможно выполнение стандартного теста во время выполнения модифицированного теста на седиментацию. Информация о температуре внутри прибора, количестве встряхивающих движений и оставшемся времени выполнения модифицированного теста, показываемого в минутах, отображается на сенсорном экране, во время выполнения другого теста на седиментацию.

Технические характеристики :

Размеры : 350 мм x 250 мм x 440 мм

Электропитание : 220 V 50 - 60 Hz

Вес нетто : 14 кг



YUCEBAS MACHINE ANALYTICAL EQUIPMENTS INDUSTRY

Factory :Fatih Mahallesi 451 Sokak No : 6

Helvacı / Aliğa / İZMİR / TURKEY

Tel : + 90 232 627 90 07 - Fax : + 90 232 627 90 08

www.yucebasmakine.com.tr

info@yucebasmakine.com.tr